

Triệu Sơn, ngày 27 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc mời chào giá vật tư y tế dùng trong nha khoa và tai mũi họng.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Mua vật tư y tế dùng trong nha khoa và tai mũi họng* với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn.
- Địa chỉ: 86 Lê Lợi - Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Nguyễn Hùng Hải
- Chức vụ: Trưởng khoa Dược
- Điện thoại: 0913060784
- Email: bvtsduoc@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn; 86 Lê Lợi - thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
- Nhận qua email: bvtsduoc@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 27/ 9/2023 đến trước 17h ngày 07/ 10 /2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá (07/10/2023).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, KD, HĐMS

GIÁM ĐỐC *ca*
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
HUYỆN TRIỆU SƠN
hay
Nguyễn Ngọc Hân

**PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA**

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 27 tháng 9 năm 2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Địa điểm cung cấp lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán	Thông tin khác
1	Máy lấy cao răng bằng đầu siêu âm Woodpecker USD - J	Tần số: 28kHz±3kHz Công suất tiêu thụ: 3W – 20W Giấy chứng nhận CE Trọng lượng tịnh: 1kg Dễ dàng di chuyển: gọn, nhẹ Chi tiết Máy lấy cao răng Woodpecker USD-J 1. Thân máy 2. Mở mũi nội nha 3. Dây cấp nước 4. Mũi lấy cao 5. Cục sạc 6. Bàn ga đạp chân	Cái	1	Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn	Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đặt hàng	+) Tạm ứng: Không +) Thanh toán: Sau khi ký hợp đồng và nghiệm thu bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.	
2	Bát Inox phi 8 cm	Chất liệu inox đường kính: 8 cm	Cái	20				
3	Hộp inox tròn đựng bông gòn (đường kính 10cm)	Chất liệu inox, đường kính 10 cm	Hộp	2				
4	Lentulo hãng Mani 21mm số 25(4 cái/vĩ)	Được làm bằng thép không gỉ của hãng Mani có độ đàn hồi, mềm dẻo linh hoạt. Chịu được nhiệt độ hấp khử trùng tái sử dụng mà không bị biến dạng biến tính. – Thiết kế phù hợp với kích thước reamer mani: để sử dụng, đưa thuốc hiệu quả. Size: 25	Hộp	1				
5	Lentulo hãng Mani 21mm số 30	Được làm bằng thép không gỉ của hãng Mani có độ đàn hồi, mềm dẻo linh hoạt. Chịu được nhiệt độ hấp khử trùng tái sử dụng mà không bị biến dạng biến tính. – Thiết kế phù hợp với kích thước reamer mani: để sử dụng, đưa thuốc hiệu quả. Size: 30	Hộp	1				

6	Mũi khoan kim cương đầu tròn	Loại đầu tròn Mũi khoan kim cương nha khoa chính hãng Mani - Nhật Bản. Lớp mạ kim cương siêu bền, thiết kế vát cạnh phần đuôi cán giúp tăng độ bền tay khoan. Có tem vàng và tem chìm phân biệt hàng thật hàng giả ở phía sau vì mũi khoan.	Cái	2				
7	Mũi khoan kim cương trụ đầu tròn	Loại trụ đầu tròn Mũi khoan kim cương nha khoa chính hãng Mani - Nhật Bản. Lớp mạ kim cương siêu bền, thiết kế vát cạnh phần đuôi cán giúp tăng độ bền tay khoan. Có tem vàng và tem chìm phân biệt hàng thật hàng giả ở phía sau vì mũi khoan.	Cái	1				
8	Mũi khoan kim cương trụ đầu nhọn dài	Loại trụ đầu nhọn dài Mũi khoan kim cương nha khoa chính hãng Mani - Nhật Bản. Lớp mạ kim cương siêu bền, thiết kế vát cạnh phần đuôi cán giúp tăng độ bền tay khoan. Có tem vàng và tem chìm phân biệt hàng thật hàng giả ở phía sau vì mũi khoan.	Cái	1				
9	Mũi khoan kim cương trụ đầu nhọn ngắn	Loại trụ đầu nhọn ngắn Mũi khoan kim cương nha khoa chính hãng Mani - Nhật Bản. Lớp mạ kim cương siêu bền, thiết kế vát cạnh phần đuôi cán giúp tăng độ bền tay khoan. Có tem vàng và tem chìm phân biệt hàng thật hàng giả ở phía sau vì mũi khoan.	Cái	1				
10	Composite lỏng (Nexcomp Flow – Flowable Composite Resin – A3)	Ống 2g 1 hộp có 2 tuýp - Sử dụng Trám , phục hồi, lót, gắn tạm và phục hình - Cân quang tốt - Độ nhớt thấp - Không hoà tan trong nước	Tuýp	2				
11	Composite đặc (Denfil – Light Cured hybrid Composite Resin – A2)	Composite đặc Denfil đa năng, đa dạng màu sắc, phù hợp với trám răng trước và cả răng sau. - Độ bền và khả năng kháng mòn tốt. - Độ nhớt phù hợp, dễ tạo hình, không dính vào dụng cụ tạo hình. - Độ co khi trùng hợp thấp. kháng mòn tốt. Giảm thiểu sự co rút sau trùng hợp giúp gia tăng độ khít sát. Màu: A2, A3, A3.5, A.4	Tuýp	2				

12	Cement tram Fuji 9 – GC Nhật Bản – 5g:2,4ml(15g)	miếng trám có độ bền cao và vững ổn, khít sát xoang trám, hạn chế vi khuẩn. Màu: A3, A3.5	Hộp	1				
13	Bột oxit kẽm PRIME 100g	Oxide Kẽm nguyên chất dùng trám tạm. – Trộn với Eugenol để dùng như Cement trám tạm, dùng để dán tạm thời cầu mào. – Là chất trám lót có thể dùng chung với tất cả các vật liệu phục hồi khác. Đóng gói 100g/hộp	Hộp	1				
14	Dung dịch Eugenol U.S.P (Sultan) – 30ml	Quy cách: ~30 ml/lọ, sử dụng giảm đau, dùng như thuốc băng ống tủy, trộn paste trám bít tủy	Lọ	1				
15	Dầu xịt tay khoan NSK Hi – Clean Spray – 550ml	Quy cách: 550 ml/chai, làm sạch nhanh, hiệu quả và bôi trơn tất cả các loại tay khoan nhanh, tay khoan chậm, motor hơi	Chai	1				
16	Que đánh chất hàn nhựa	chất liệu: nhựa; sử dụng đánh chất hàn, kích thước từ 10 - 20 cm	Cái	2				
17	Tăm bông nha khoa – TPC Disposable Micro Applicators 100 cái/lọ	đóng gói: 100 cái/lọ. chất liệu nhựa Polypropylen. Tính bền cơ học cao, cứng vững, không mềm dẻo như nhựa PE, không bị kéo giãn dài. Độ bóng bề mặt cao, giúp vệ sinh làm sạch dễ dàng. Nhựa PP không màu, không mùi, không vị, không độc	lọ	1				
18	Trâm gai lấy tủy 21mm #2 Mani Nhật Bản – vi 6 cây	Đóng gói: 06 cái/vi, chiều dài 21 mm	Vi	1				
19	Trâm gai lấy tủy 21mm #3 Mani Nhật Bản – vi 6 cây	Đóng gói: 06 cái/vi, chiều dài 21 mm	Vi	1				

20	Tủ sấy dụng cụ y tế Galy OT4-2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thể tích: 18 lít - Nhiệt độ sấy: 50oC – 250oC - Hẹn giờ: 0 – 90phút - 3 chế độ sấy: trên - dưới – toàn phần - Nguồn điện: AC 220V – 50Hz - 1200W - Kích thước lòng hấp: 30x23x25cm - Kích thước nôi: 40x30x30cm - Kích thước đóng thùng: 45x33x33cm - Trọng lượng tịnh: 4,8kg - Trọng lượng tổng: 5,5kg - Quy cách đóng hộp: 1 cái/ thùng 	Cái	1				
21	Que trám răng 1 đầu tròn – 1 đầu mảnh	<p>Cây trám răng 1 đầu tròn 1 đầu dẹt</p> <p>Chất liệu : Thép không rỉ</p>	Cái	2				
22	Keo dán Vivadent Tetric N-bond	Sử dụng dán men ngà, lực dán cao, dán được cả trên bề mặt khô và ướt. Keo ổn định, không dễ bay hơi.	Lọ	2				
23	Tay khoan nhanh NSK – PANA – AIR SM4	<p>Tốc độ khoảng 380,000-530,000 vòng/phút.</p> <p>Hệ thống chuck vạn.</p> <p>Hệ thống phun nước đơn.</p> <p>Đầu tiêu chuẩn: 4 hoặc 2 lỗ</p>	cái	2				
24	Tay khoan chậm NSK - EC	<p>Tốc độ khoảng 10,000-40,000 vòng/phút.</p> <p>Thân bằng thép không rỉ, chuck bấm/vòng bi cầu</p> <p>Hệ thống làm sạch mũi khoan</p>	cái	1				
25	Chất hàn tạm Cevitron NET WT.30g - WHITE	<p>Vật liệu trám tạm Cevitron dùng trám tạm theo dõi hoặc trám tạm trong quá trình chữa tủy.</p> <ul style="list-style-type: none"> - An toàn với tủy răng và mô nướu. - Tiết kiệm thời gian thao tác, nhanh đông, độ cứng phù hợp và dễ tháo gỡ. <p>Quy cách: lọ 30g</p>	Lọ	2				
26	Giấy trộn vật liệu, đánh fuji nha khoa	<p>1 tệp 100 tờ</p> <p>công dụng : đánh trộn vật liệu nha khoa, trước khi hàn, gắn</p>	Quyển	1				

27	Sò đánh bóng răng nha khoa – Perfection Plus – 2g/viên	Đóng gói từng viên 2g/viên tiện dụng, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo	Viên	20				
28	Hộp hấp dụng cụ y tế hộp hấp tròn inox size 30x20cm	Chất liệu: inox; Kích thước: ~360x200x120mm, sử dụng hấp sấy dụng cụ	Cái	2				
29	Optic tai mũi họng 0 độ (3.0 x 110mm)	Optic nội soi tai mũi họng 0 độ (3.0 x 110mm) Chủng loại: EJ-2 (code: J1900C1)	Cái	2				
30	Optic Tai mũi họng 70 độ (6.0 x 184mm)	Optic Tai mũi họng 70 độ (6.0 x 184mm) Chủng loại: HJ-1 (code: J2670A)	Cái	2				
31	Máy hút dịch mũi xoang	Model: 7E-A/B Khối lượng tịnh: 4,4kg - Tỷ lệ hút: $\geq 18L/min$ - Áp lực: $\geq 0.075 MPa$ - Nguồn điện sử dụng: AC 220V – 50Hz - Dung tích chai: 01 bình 1000ml - Tiếng ồn thấp ($\leq 60dB$) - Kích cỡ nhỏ gọn, tiện dụng, có thể xách tay - Nhiệt độ làm việc: 5-40°C	Cái	1				
32	Cây tăm bông inox	chất liệu inox không gỉ	Cái	5				
33	Đèn clar khám tai mũi họng	Trọng lượng: 380 gram Pin sạc tích hợp trên thân đèn Nguồn: 220V	Cái	1				
34	Cáp điện tim cho máy điện tim 6 cần	Sử dụng tương thích cho máy điện tim 6 kênh Nihon Kohden, model: ECG-1250K	Cái	4				

35	Gạc cầm máu mũi Merocel	Được làm bằng chất liệu Hydroxylated Poly-Vinyl Acetate được ép chặt và đông khô	Cái	10				
36	Nĩa khuấy 12 cm	Được làm bằng thép không gỉ	Cái	2				
37	Nĩa Z 16cm	Được làm bằng thép không gỉ	Cái	1				
38	Dao trích nhĩ	Được làm bằng thép không gỉ	Cái	2				
39	Thìa lấy ráy tai	Được làm bằng thép không gỉ	Cái	2				
40	Dụng cụ lấy dị vật họng dưới	Được làm bằng thép không gỉ	Cái	1				
41	Que lấy dị vật TMH	Được làm bằng thép không gỉ	Cái	1				
42	Gạc dẫn lưu- mesh cầm máu	Mềm mại, độ thấm hút cao, không độc tố và không gây dị ứng, được sử dụng trong cầm máu, dẫn lưu trong phẫu thuật	Cuộn	10				
Tổng cộng: 42 khoản								