

Số: 615/CV-BVTS

Triệu Sơn, ngày 15 tháng 8 năm 2023

V/v mời chào giá hóa chất
xét nghiệm, vật tư y tế.

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc mời chào giá hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế.

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: *Mua hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế* với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn.
- Địa chỉ: 86 Lê Lợi - thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Nguyễn Hùng Hải
- Chức vụ: Trưởng khoa Dược
- Điện thoại: 0914322584
- Email: bvtsduoc@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn;

86 Lê Lợi - thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

- Nhận qua email: bvtsduoc@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 15/ 8 /2023 đến trước 17h ngày 25/ 8 /2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

120 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá (25/8/2023).


II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, KD, HĐMS



Nguyễn Ngọc Hân

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Địa điểm cung cấp lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán	Thông tin khác
1	04813707001 HALOGEN LAMP	Bóng đèn Halogen, sử dụng tương thích cho hệ thống Cobas 6000 của hãng Roche/Đức	Cái	2	Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn	Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đặt hàng	+) Tạm ứng: Không +) Thanh toán: Sau khi ký hợp đồng và nghiệm thu bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.	
2	Photometer Lamp (HG) DC 12V 20W	Bóng đèn sử dụng tương thích cho các hệ thống sinh hóa AU của hãng Beckman Coulter. Công suất ~20W, AC~12V	Cái	2				
3	Dây bơm máy huyết học	Sử dụng tương thích cho máy huyết học của hãng Nihon Kohden/ Nhật Bản. Chất liệu: Silicon	Cái	1				
4	Bao huyết áp bấp tay ALPK2	Bao huyết áp chất liệu cotton, mềm mại, không gây khó chịu khi bơm hơi. Kích cỡ tương đương chu vi bấp tay từ 22cm - 42 cm Tương thích cho các loại máy đo huyết áp bấp tay. Dây nghe bằng cao su	Cái	5				
5	Dây hút dịch phẫu thuật Silicon	Chất liệu Silicon, đóng gói 10m/cuộn	Cái	5				
6	Con sâu máy thở	sử dụng để kết nối bộ dây máy thở cao tần với mặt nạ thở, ống nội khí quản hoặc các thành phần khác. Với thiết kế co nối 22 mm bên ngoài và 15 mm bên trong theo tiêu chuẩn ISO, thiết bị này có thể dễ dàng kết nối với dây máy thở kích thước người lớn cho đến trẻ em..	Cái	5				
7	Phin lọc máy thở	Hiệu suất lọc tối ưu; Nhỏ gọn, nhẹ nhàng; Có công lấy mẫu khí; Không chứa latex; Kết nối 15mmF / 22mmM theo tiêu chuẩn ISO; Lựa chọn tiệt trùng/không tiệt trùng	Cái	10				
8	Dây máy thở	Bộ dây máy thở cao tần, dây gọn sóng, dùng một lần, dùng cho người lớn. Chất liệu PE, chiều dài khoảng 160	Cái	2				

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Địa điểm cung cấp lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán	Thông tin khác
		cm, dây limb 80 cm; 2 cổng lấy mẫu khí trên co chữ Y, hiệu suất bẫy nước cao; Thiết kế với hiệu năng cao giúp loại bỏ hiện tượng tắc nghẽn và rò rỉ bên trong dây						
9	Lọ đựng mẫu bệnh phẩm	Nhựa PS trắng trong (nhựa trung tính, tinh khiết 100%), 55ml, nắp màu đỏ, có nhãn	Cái	5000				
10	Giấy in nhiệt máy miễn dịch 11cm	Giấy in nhiệt, kích thước: rộng 11cm	Cuộn	10				
11	Test chẩn đoán nhanh vi khuẩn Helicobacter Pyroli (EndoScope HP Test) Hộp 30 Test Hãng sx: Geneworld – Việt Nam	Mẫu sử dụng: Mẫu sinh thiết Thực quản, Dạ dày, Tá tràng Phương pháp chẩn đoán: Phát hiện Urease giải phóng ra từ vi khuẩn Helicobacter Pyroli làm đổi màu chất chỉ thị	Test	150				
12	Canh thang	Môi trường canh thang được sử dụng cho nuôi cấy vi khuẩn Mueller-Hinton điều chỉnh Cation và bổ sung máu ngựa đã ly giải cho xét nghiệm kháng sinh đồ thủ công cho vi khuẩn Streptococcus pneumoniae	Ống	60				
13	Mueller-Hinton Agar (GHA 90mm)	Môi trường đổ sẵn trên đĩa petri Ø 90mm. Môi trường thực hiện kháng sinh đồ vi khuẩn dễ mọc	Đĩa	60				
14	Mask thanh quản 1 nòng dùng nhiều lần	Được làm 100% bằng Silicon y tế chất lượng cao, không độc và không kích ứng. • Tương thích sinh học tốt • Vành Silicon mềm giúp chặn kín cổ họng 1 cách hoàn hảo • Giảm thiểu phản ứng huyết động • Có thể sử dụng lên tới 40 lần	Cái	3				